



Transforming Lives

Nye rutiner for innsending av urolitter til Minnesota Urolith Center

Vi forbedrer måten vi håndterer urinsteinanalyse på slik at du vil få resultatet hurtigere. Heretter skal ikke klinikkene benytte innsendingskjema i papirformat. Alle innsendelser av urinstein skal nå logges på Minnesota Urolith Centre's webside og deretter sendes med post til Kruuse Norge AS.

Bruerveiledning for on-line innsendingskjema:

1. Gå til www.urolithcenter.org
2. Hvis dette er første gangen du bruker denne nettsiden klikk på 'sign up'
 - a. Velg alternativ 3, "This is the first time my clinic..." og klikk OK når en beskjed kommer opp på skjermen
 - b. Klikk Next og fyll inn klinikkdetaljene under 'Create Clinic Account'
 - c. Vær vennlig å bruke klinikk e-mail adresse og ikke privat e-mail
 - d. Når du velger land så får du to alternativer for sending av urinstein. Vi anbefaler at du velger "Yes, ship samples to my local Hill's office" (i Norge vil det si Kruuse)
 - e. Når du har fylt inn detaljene og sendt inn det elektroniske skjemaet, kommer du tilbake til forsiden. Fyll inn brukernavn og passord for å logge inn i systemet
 - f. Hvis du trenger hjelp til å opprette en konto, ta kontakt med Minnesota Urolith Centre direkte på support@urolithcentre.org
3. Når du har registrert deg eller hvis du er registret fra før, klikk på 'Sign In', velg 'New Sample' og fyll inn on-line innsendingskjema (submission form).
4. Når du kommer til 'Confirmation of Sample Submission' siden, velg 'Print Address Label and Packing Slip'. Print ut 'Packing slip' og send sammen med urinsteinen(e) til Kruuse Norge:

Jørgen Kruuse A/S
Havretoften 4
5550 Langeskov
Danmark

Vær oppmerksom på:

- Kun urinstein fra hund og katt
- Steinene må være tørre og sendes i en uknuselig beholder som merkes med eierens etternavn og navnet på pasienten
- Internasjonal forsendelse og kvantitativ urolitt analyse er uten kostnad for klinikken fordi det er sponset av Hill's Pet Nutrition (ekskludert forsendelse til Kruuse Norge). Vær vennlig å sørge for korrekt porto og send inn polstret konvolutt.

Hvis du har spørsmål om innsending av urinstein, ta kontakt med Kruuse Norge på: 64 90 75 00

Hvis du har spørsmål om urolithcenter.org online tilgang, ta kontakt med: Minnesota Urolith Center på support@urolithcenter.org