



KRUUSE INSEMINATION GEL



For veterinary use only

250 ml
340624



KRUUSE INSEMINATION GEL

GB Product Description

This insemination gel is a medical-grade lubricant designed for use during insemination procedures and with urinary catheters, AI catheters, and medical instruments. The gel is **non-spermicidal**, contains **no preservatives**, and is composed of **Aqua** and lubricating agents (**Sodium Carboxymethylcellulose and Polyethylene Oxide**).

Intended Use

- Artificial insemination (AI)
- Urinary catheters
- AI catheters
- Medical instruments

Key Features

- Safe for sperm cells
- Excellent lubricating properties
- Free from preservatives and spermicides
- Compatible with medical devices

Directions for Use

1. **Hygiene:** Wash hands thoroughly before use.
2. **Preparation:** Ensure that the catheter or instrument is clean and ready for use.
3. **Application:**
 - Apply an appropriate amount of gel directly to the catheter or instrument
 - Alternatively, apply the gel to the area where the instrument will be inserted
4. **Procedure:** Follow standard procedures for insemination or catheterization.
5. **After Use:** Discard any excess gel and clean instruments according to manufacturer guidelines.

Important

- **Do not use** if the product has been contaminated or has come into contact with non-sterile surfaces
- **Always use** a clean applicator or gloves when handling to avoid contamination
- **It is important** that the bottle is not stored after opening.
The product must be used immediately and discarded after use to avoid the risk of contamination

Storage

- Store at room temperature
- Protect from direct sunlight and frost

Warnings

- For external use only
- Do not use if the packaging is damaged
- Avoid contact with eyes
- Discard if the entire contents are not used – the product cannot be stored after opening



KRUUSE INSEMINATION GEL

DK Produktbeskrivelse

Insemineringsgel er en medicinsk gel udviklet til brug ved insemination og håndtering af katetre og instrumenter. Gelen er **ikke-spermicid**, indeholder **ingen konserveringsmidler**, og består af **Aqua** samt lubrikationsmidler (**Sodiumcarboxymethylcellulose** og **Polyethylene oxide**).

Anvendelsesområder

- Insemination (AI)
- Urinvejskatetre
- AI-katetre
- Medicinske instrumenter

Egenskaber

- Skånsom og sikker for sædceller
- Fremragende smøreevne
- Fri for konserveringsmidler og spermicider
- Kompatibel med medicinsk udstyr

Brugsvejledning

1. **Hygiejne:** Vask hænder grundigt før brug.
2. **Forberedelse:** Sørg for, at kateter/instrument er rent og klar til brug.
3. **Påføring:**
 - Påfør en passende mængde gel direkte på kateteret/instrumentet.
 - Alternativt kan gelen påføres det område, hvor instrumentet skal indsættes.
4. **Insemination:** Følg gældende procedurer for insemination.
5. **Efter brug:** Bortskaf overskydende gel og rengør instrumenter efter producentens anvisninger.

Vigtigt

- Må ikke bruges, hvis produktet er blevet kontamineret eller har været i kontakt med ikke-sterile overflader
- Brug altid en ren applikator eller handsker ved håndtering for at undgå forurening
- Det er vigtigt, at flasken ikke gemmes efter åbning
Produktet skal anvendes umiddelbart og kasseres efter brug for at undgå risiko for kontaminering

Opbevaring

- Opbevares ved stuetemperatur
- Undgå direkte sollys og frost

Advarsler

- Kun til ekstern brug
- Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
- Kun til veterinær brug
- Kasseres, hvis hele indholdet ikke anvendes – kan ikke opbevares efter åbning



KRUUSE INSEMINATION GEL

NO Produktbeskrivelse

Denne insemineringsgelen er et smøremiddel av medisinsk kvalitet utviklet for bruk under insemineringsprosedyrer og med urinkatetre, AI-katetre og medisinske instrumenter. Gelen er **ikke-sæddrepende**, inneholder **ingen konserveringsmidler** og består av **Aqua** og smøremidler (**natriumkarboksymetylcellulose** og **polyetylenoksid**).

Tiltenkt bruk

- Kunstig befruktning (AI)
- Urinkatetre
- AI-katetre
- Medisinske instrumenter

Nøkkelfunksjoner

- Trygt for sædceller
- Utmerkede smøreegenskaper
- Fri for konserveringsmidler og spermicider
- Kompatibel med medisinske enheter

Bruksanvisning

- 1. Hygiene:** Vask hendene grundig før bruk.
- 2. Forberedelse:** Forsikre deg om at kateteret eller instrumentet er rent og klart til bruk.
- 3. Påføring:**
 - Påfør en passende mengde gel direkte på kateteret eller instrumentet.
 - Alternativt kan du bruke gelen på området der instrumentet skal settes inn.
- 4. Fremgangsmåte:** Følg standard prosedyrer for inseminering eller kateterisering.
- 5. Etter bruk:** Kast overflødig gel og rengjør instrumenter i henhold til produsentens retningslinjer.

Viktig

- Ikke bruk produktet det har blitt kontaminert eller har kommet i kontakt med usterile overflater
- Bruk alltid en ren applikator eller hansker ved håndtering for å unngå kontaminering
- Det er viktig at flasken ikke lagres etter åpning
Produktet må brukes umiddelbart og kastes etter bruk for å unngå risiko for kontaminering

Oppbevaring

- Oppbevares ved romtemperatur
- Beskyttes mot direkte sollys og frost

Advarsler

- Kun til ekstern bruk
- Ikke bruk produktet hvis emballasjen er skadet
- Unngå kontakt med øynene
- Må kastes hvis ikke hele innholdet er brukt – produktet kan ikke lagres etter åpning



KRUUSE INSEMINATION GEL

SE Produktbeskrivning

Denna inseminationsgel är ett medicinskt glidmedel avsett för användning under inseminationer och med urinkatetrar, AI-katetrar och medicinska instrument. Gelen är **icke-spermiedödande**, innehåller **inga konserveringsmedel** och består av **vatten** och smörjmedel (**natriumkarboxymetylcellulosa** och **polyetylenoxid**).

Avsedd användning

- Artificiell insemination (AI)
- Urinkatetrar
- AI-katetrar
- Medicinska instrument

Viktiga funktioner

- Säkert för spermier
- Utmärkta smörjande egenskaper
- Fri från konserveringsmedel och spermiedödande medel
- Kompatibel med medicintekniska produkter

Instruktioner för användning

1. **Hygien:** Tvätta händerna noggrant före användning.
2. **Förberedelse:** Se till att katetern eller instrumentet är rent och redo för användningen.
3. **Användning:**
 - Applicera en lämplig mängd gel direkt på katetern eller instrumentet.
 - Alternativt kan du applicera gelen på det område där instrumentet ska föras in.
4. **Procedur:** Följ standardproceduren för insemination eller kateterisering.
5. **Efter användning:** Ta bort överflödigt gel och rengör instrumenten enligt tillverkarens instruktioner.

Viktigt

- Får inte användas om produkten har kontaminerats eller har kommit i kontakt med icke-sterila ytor
- Använd alltid en ren applikator eller handskar vid hantering för att undvika kontaminering
- Det är viktigt att flaskan inte förvaras efter öppning
Produkten måste användas omedelbart och kasseras efter användning för att undvika risk för kontaminering

Förvaring

- Förvaras i rumstemperatur
- Skyddas mot direkt solljus och frost

Varningar

- Endast för utvärtes bruk
- Får inte användas om förpackningen är skadad
- Kontakt med ögonen ska undvikas
- Kassera om inte hela innehållet används – produkten får inte förvaras när den har öppnats



KRUUSE INSEMINATION GEL

DE Produktbeschreibung

Dieses Inseminationsgel ist ein medizinisches Gleitmittel, das für die Anwendung während Inseminationsverfahren sowie mit Harnkathetern, KB-Kathetern und medizinischen Instrumenten entwickelt wurde. Das Gel ist **nicht spermizid**, enthält **keine Konservierungsstoffe** und besteht aus **Aqua** und Gleitmitteln (**Natriumcarboxymethylcellulose** und **Polyethylenoxid**).

Verwendungszweck

- Künstliche Befruchtung (KB)
- Harnkatheter
- KB-Katheter
- Medizinische Instrumente

Hauptmerkmale

- Spermienverträglich
- Hervorragende Gleiteigenschaften
- Frei von Konservierungsstoffen und Spermiziden
- Kompatibel mit medizinischen Geräten

Gebrauchsanweisung

- 1. Hygiene:** Vor der Anwendung Hände gründlich waschen.
- 2. Vorbereitung:** Sicherstellen, dass der Katheter oder das Instrument sauber und einsatzbereit ist.
- 3. Anwendung:**
 - Eine angemessene Menge Gel direkt auf den Katheter oder das Instrument auftragen.
 - Alternativ das Gel auf die Stelle auftragen, an der das Instrument eingeführt wird.
- 4. Verfahren:** Standardverfahren für die Insemination oder Katheterisierung befolgen.
- 5. Nach der Anwendung:** Überschüssiges Gel entfernen/entsorgen und Instrumente gemäß den Herstellerrichtlinien reinigen.

Wichtig

- Nicht verwenden, wenn das Produkt kontaminiert wurde oder mit nicht-sterilen Oberflächen in Kontakt gekommen ist
- Immer einen sauberen Applikator oder Handschuhe verwenden, um eine Kontamination zu vermeiden
- Die Flasche darf nach dem Öffnen nicht aufbewahrt werden. Das Produkt muss sofort verwendet und nach Gebrauch entsorgt werden, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden

Lagerung

- Bei Raumtemperatur lagern
- Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen

Warnhinweise

- Nur zur äußerlichen Anwendung
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
- Kontakt mit den Augen vermeiden
- Inhalt entsorgen, wenn er nicht vollständig verbraucht wurde – das Produkt ist nach dem Öffnen nicht lagerfähig



KRUUSE INSEMINATION GEL

NL Beschrijving van het product

Deze inseminatiegel is een glijmiddel van medische kwaliteit ontworpen voor gebruik tijdens inseminatieprocedures en met urinekatheters, KI-katheters en medische instrumenten. De gel is **niet zaaddodend**, bevat **geen conserveermiddelen** en is samengesteld uit aqua en glijmiddelen (**natriumcarboxymethylcellulose** en **polyethyleenoxide**).

Beoogd gebruik

- Kunstmatige inseminatie (KI)
- Urinekatheters
- KI-katheters
- Medische instrumenten

Belangrijkste kenmerken

- Veilig voor zaadcellen
- Uitstekende bevochtigende eigenschappen
- Zonder conserveermiddelen en zaaddodende middelen
- Compatibel met medische apparaten

Gebruiksaanwijzing

- 1. Hygiëne:** Handen grondig wassen voor gebruik.
- 2. Voorbereiding:** Zorg ervoor dat de katheter of het instrument schoon en klaar voor gebruik is.
- 3. Toepassing:**
 - Breng voldoende gel rechtstreeks op de katheter of het instrument aan.
 - Of breng de gel aan op de plaats waar het instrument wordt ingebracht.
- 4. Procedure:** Volg de standaardprocedures voor inseminatie of katheterisatie.
- 5. Na gebruik:** Verwijder de overtollige gel en reinig de instrumenten volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Belangrijk

- Niet gebruiken als het product verontreinigd is of in contact is gekomen met niet-steriele oppervlakken
- Gebruik bij het gebruik altijd een schone applicator of handschoenen om besmetting te voorkomen
- Let op: de fles mag na opening niet worden bewaard. Het product moet onmiddellijk worden gebruikt en na gebruik worden weggegooid om het risico op besmetting te vermijden

Bewaren

- Op kamertemperatuur bewaren
- Beschermen tegen direct zonlicht en vorst

Waarschuwingen

- Alleen voor uitwendig gebruik
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
- Contact met de ogen vermijden
- Weggoeien als de inhoud niet volledig wordt gebruikt – het product kan na opening niet worden bewaard



KRUUSE INSEMINATION GEL

ES Descripción del producto

Este gel de inseminación es un lubricante de grado médico diseñado para ser utilizado durante los procedimientos de inseminación y con catéteres urinarios, catéteres de inseminación artificial (IA) e instrumental médico. El gel no es espermicida, no contiene conservantes y está compuesto de agua y agentes lubricantes (carboximetilcelulosa de sodio y óxido de polietileno).

Uso previsto

- Inseminación artificial (IA)
- Catéteres urinarios
- Catéteres de IA
- Instrumentos médicos

Características principales

- Seguro para los espermatozoides
- Excelentes propiedades lubricantes
- Sin conservantes ni espermicidas
- Compatible con dispositivos médicos

Instrucciones de uso

- 1. Higiene personal:** Lávese bien las manos antes de usarlo.
- 2. Preparación:** Asegúrese de que el catéter o instrumento esté limpio y listo para usar.
- 3. Aplicación:**
 - Aplique una cantidad adecuada de gel directamente en el catéter o instrumento.
 - Alternativamente, aplique el gel en el área donde se insertará el instrumento.
- 4. Procedimiento:** Siga los procedimientos estándar para la inseminación o el cateterismo.
- 5. Después de usar:** Deseche el exceso de gel y limpie los instrumentos de acuerdo con las pautas del fabricante.

Importante

- No use el producto si se ha contaminado o ha entrado en contacto con superficies no estériles
- Utilice siempre un aplicador o guantes limpios al manipularlo para evitar cualquier tipo de contaminación
- Es importante que el frasco no se guarde una vez abierto. El producto debe usarse inmediatamente y desecharse inmediatamente después de su uso para evitar el riesgo de contaminación

Almacenamiento

- Almacenar a temperatura ambiente
- Proteger de la luz solar directa y de temperaturas por debajo de cero

Advertencias

- Solo para uso externo
- No usar si el empaque está dañado
- Evitar el contacto con los ojos
- Desechar si no se utiliza todo el contenido: el producto no se puede volver a guardar una vez abierto



KRUUSE INSEMINATION GEL

PT Descrição do produto

Este gel de inseminação é um lubrificante de grau médico concebido para ser utilizado durante procedimentos de inseminação e com cateteres urinários, cateteres de IA e instrumentos médicos. O gel **não é espermicida**, não contém **conservantes** e é composto por **Água** e agentes lubrificantes (**Carboximetilcelulose de Sódio e Óxido de Polietileno**).

Utilização prevista

- Inseminação artificial (IA)
- Cateteres urinários
- Cateteres de IA
- Instrumentos médicos

Caraterísticas principais

- Seguro para os espermatozoides
- Excelentes propriedades lubrificantes
- Sem conservantes e espermicidas
- Compatível com dispositivos médicos

Instruções de utilização

1. **Higiene:** Lavar bem as mãos antes de utilizar.
2. **Preparação:** Assegurar que o cateter ou instrumento está limpo e pronto a ser utilizado.
3. **Aplicação:**
 - Aplicar uma quantidade adequada de gel diretamente no cateter ou no instrumento.
 - Em alternativa, aplicar o gel na zona onde o instrumento vai ser inserido.
4. **Procedimento:** Seguir os procedimentos normais de inseminação ou cateterização.
5. **Após a utilização:** Eliminar o excesso de gel e limpar os instrumentos de acordo com as diretrizes do fabricante.

Importante

- Não utilizar se o produto tiver sido contaminado ou tiver entrado em contacto com superfícies não estéreis
- Utilizar sempre um aplicador limpo ou luvas ao manusear para evitar contaminação
- É importante que o recipiente não seja armazenado depois de aberto. O produto deve ser utilizado imediatamente e eliminado após a utilização para evitar o risco de contaminação

Armazenamento

- Armazenar à temperatura ambiente
- Proteger da luz solar direta e da geada

Avisos

- Apenas para uso externo
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada
- Evitar o contacto com os olhos
- Eliminar caso o conteúdo não seja utilizado na totalidade – o produto não pode ser armazenado depois de aberto



KRUUSE INSEMINATION GEL

FR Description du produit

Ce gel lubrifiant pour insémination de qualité médicale a été conçu pour être utilisé lors des procédures d'insémination et avec des cathéters urinaires, des cathéters IA et des instruments médicaux. Ce gel **non spermicide** ne contient **aucun conservateur**, et est composé d'Aqua et d'agents lubrifiants (**carboxyméthyl cellulose de sodium et oxyde de polyéthylène**).

Utilisation prévue

- Insémination artificielle (IA)
- Cathéters urinaires
- Cathéters IA
- Instruments médicaux

Caractéristiques clés

- Sans danger pour les spermatozoïdes
- Excellentes propriétés lubrifiantes
- Sans conservateurs ni spermicides
- Compatible avec les dispositifs médicaux

Mode d'emploi

1. **Hygiène** : Lavez-vous soigneusement les mains avant utilisation.

2. **Préparation** : Assurez-vous que le cathéter ou l'instrument est propre et prêt à l'emploi.

3. **Application** :

- Appliquez une quantité appropriée de gel directement sur le cathéter ou l'instrument.
- Vous pouvez également appliquer le gel sur la zone où l'instrument sera inséré.

4. **Procédure**: Suivez les procédures standard pour l'insémination ou le cathétérisme.

5. **Après utilisation** : Jetez tout excès de gel et nettoyez les instruments conformément aux recommandations du fabricant.

Important

- Ne pas utiliser si le produit a été contaminé ou est entré en contact avec des surfaces non stériles
- Utilisez toujours un applicateur propre ou des gants lors de la manipulation pour éviter une contamination
- Il est important que le flacon ne soit pas conservé après ouverture. Le produit doit être utilisé immédiatement et jeté après utilisation pour éviter tout risque de contamination

Conservation

- Conserver à température ambiante
- Protéger de la lumière directe du soleil et du gel

Avertissements

- Pour usage externe uniquement
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Éviter le contact avec les yeux
- Jeter si tout le contenu n'est pas utilisé - le produit ne peut pas être conservé après ouverture



KRUUSE INSEMINATION GEL

IT Descrizione del prodotto

Questo gel per inseminazione è un lubrificante di grado medicale progettato per l'uso durante le procedure di inseminazione e con cateteri urinari, cateteri per inseminazione artificiale e strumenti medici. Il gel **non è spermicida, non contiene conservanti** ed è composto da **acqua** e agenti lubrificanti (**carbossimetilcellulosa sodica e ossido di polietilene**).

Uso previsto

- Inseminazione artificiale (IA)
- Cateteri urinari
- Cateteri per inseminazione artificiale
- Strumenti medici

Caratteristiche principali

- Sicuro per gli spermatozoi
- Eccellenti proprietà lubrificanti
- Senza conservanti e spermicidi
- Compatibile con dispositivi medici

Istruzioni per l'uso

1. **Igiene:** lavarsi accuratamente le mani prima dell'uso.
2. **Preparazione:** assicurarsi che il catetere o lo strumento siano puliti e pronti per l'uso.
3. **Applicazione:**
 - Applicare una quantità adeguata di gel direttamente sul catetere o sullo strumento.
 - In alternativa, applicare il gel sulla zona in cui verrà inserito lo strumento.
4. **Procedura:** seguire le procedure standard per l'inseminazione o la cateterizzazione.
5. **Dopo l'uso:** eliminare il gel in eccesso e pulire gli strumenti secondo le istruzioni del produttore.

Importante

- Non utilizzare se il prodotto è stato contaminato o è entrato in contatto con superfici non sterili
- Per evitare contaminazioni, durante la manipolazione utilizzare sempre un applicatore pulito o guanti
- È importante che il flacone non venga conservato dopo l'apertura. Il prodotto deve essere utilizzato immediatamente e smaltito dopo l'uso per evitare il rischio di contaminazione

Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente
- Proteggere dalla luce solare diretta e dal gelo

Avvertenze

- Solo per uso esterno
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata
- Evitare il contatto con gli occhi
- Smaltire il prodotto se non si utilizza l'intero contenuto: dopo l'apertura, non è possibile conservare il prodotto



KRUUSE INSEMINATION GEL

PL Opis produktu

Ten żel do inseminacji jest lubrykantem klasy medycznej przeznaczonym do stosowania podczas zabiegów inseminacji oraz z cewnikami moczowymi, cewnikami do sztucznej inteligencji i narzędziami medycznymi. Żel nie **ma działania plemnikobójczego**, nie zawiera **konserwantów** i składa się z **wody** oraz środków nawilżających (karboksymetylocelulozy sodowej i tlenku polietylenu).

Przeznaczenie

- Sztuczne zapłodnienie (AI)
- Cewniki moczowe
- Cewniki AI
- Narzędzia medyczne

Najważniejsze cechy

- Bezpieczny dla plemników
- Doskonałe właściwości smarne
- Nie zawiera konserwantów i środków plemnikobójczych
- Kompatybilność z urządzeniami medycznymi

Sposób użycia

1. Higiena: Przed użyciem należy dokładnie umyć ręce.

2. Przygotowanie: Upewnić się, że cewnik lub narzędzi jest czyste i gotowe do użycia.

3. Stosowanie:

- Nałożyć odpowiednią ilość żelu bezpośrednio na cewnik lub narzędzie.
- Alternatywnie, nałożyć żel bezpośrednio na miejsce wprowadzenia narzędzia.

4. Procedura: Postępować zgodnie ze standardowymi procedurami inseminacji lub cewnikowania.

5. Po użyciu: Usunąć nadmiar żelu i wyczyścić narzędzia zgodnie z wytycznymi producenta.

Ważne

- Nie używać, jeśli produkt został zanieczyszczony lub miał kontakt z niesterylnymi powierzchniami
- Zawsze używać czystego aplikatora lub rękawiczek, aby uniknąć zanieczyszczenia
- Nie wolno przechowywać butelki po otwarciu. Produkt należy zużyć natychmiast po otwarciu i wyrzucić po użyciu, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia

Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze pokojowej
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozem

Ostrzeżenia

- Tylko do użytku zewnętrznego
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
- Unikać kontaktu z oczami
- Wyrzucić w przypadku niewykorzystania całej zawartości – produkt nie może być przechowywany po otwarciu



KRUUSE INSEMINATION GEL

FI Tuotekuvaus

Tämä keinosiemennysgeeli on lääketieteellinen liukuaine, joka on suunniteltu käytettäväksi keinosiemennostoimenpiteiden aikana sekä virtsakatetriin, keinosiemennyskatetriin ja lääketieteellisten instrumenttien kanssa. Geeli **ei ole spermisidi**, se **ei sisällä säilöntäaineita** ja se koostuu vedestä ja voitelevista aineista (**natriumkarboksimeetyliselluloosa ja polyetyleneioksidi**).

Tarkoitettu käyttö

- Keinosiemenitys (AI)
- Virtsakatetri
- Keinosiemennyskatetri
- Lääketieteelliset instrumentit

Tärkeimmät ominaisuudet

- Turvallinen siittiöille
- Erinomaiset voiteluominaisuudet
- Ei sisällä säilöntäaineita eikä spermisidejä
- Yhteensopiva lääkinnällisten laitteiden kanssa

Käyttöohjeet

- 1. Hygienia:** Pese kädet huolellisesti ennen käyttöä.
- 2. Valmistelu:** Varmista, että katetri tai instrumentti on puhdas ja käyttövalmis.
- 3. Käyttäminen:**
 - Levitä sopiva määrä geeliä suoraan katetriin tai instrumenttiin.
 - Voit myös levittää geeliä alueelle, johon instrumentti asetetaan.
- 4. Toimenpide:** Noudata keinosiemennyksen tai katetroinnin tavanomaisia toimenpiteitä.
- 5. Käytön jälkeen:** Hävitä ylimääräinen geeli ja puhdista instrumentit valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tärkeää

- Älä käytä, jos tuote on saastunut tai joutunut kosketuksiin steriloimattomien pintojen kanssa
- Käytä aina puhdasta asetinta tai käsineitä käsittelyn aikana saastumisen välttämiseksi
- On tärkeää, että pulloa ei säilytetä avaamisen jälkeen. Tuote on käytettävä välittömästi ja hävitettävä käytön jälkeen saastumisriskin välttämiseksi

Säilytys

- Säilytä huoneenlämmössä
- Suojaa suoralta auringonvalolta ja pakkaselta

Varoitukset

- Vain ulkoiseen käyttöön
- Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut
- Vältä kosketusta silmiin
- Hävitä, jos koko sisältöä ei käytetä – tuotetta ei voi säilyttää avaamisen jälkeen



KRUUSE INSEMINATION GEL

RU Описание продукта

Данный гель для осеменения представляет собой смазку медицинского класса, предназначенную для использования во время процедур осеменения, а также с мочевыми катетерами, катетерами искусственного осеменения и медицинскими инструментами. Гель **не обладает спермицидным действием, не содержит консервантов** и состоит из **воды** и смазочных веществ (**карбоксиметилцеллюлозы натрия и полиэтиленоксида**).

Предполагаемое использование

- Искусственное оплодотворение (AI)
- Мочевые катетеры
- Катетеры искусственного осеменения
- Медицинские инструменты

Ключевые характеристики

- Безопасен для сперматозоидов
- Отличные смазывающие свойства
- Не содержит консервантов и спермицидов
- Совместим с медицинскими устройствами

Указания по применению

1. **Гигиена:** Тщательно вымойте руки перед использованием.
2. **Подготовка:** Убедитесь, что катетер или инструмент чистые и готовы к использованию.
3. **Применение:**
 - Нанесите необходимое количество геля непосредственно на катетер или инструмент.
 - В качестве альтернативы нанесите гель на область, куда будет вставлен инструмент.
4. **Процедура:** Следуйте стандартным процедурам осеменения или катетеризации.
5. **После использования:** Выбросьте излишки геля и очистите инструменты в соответствии с рекомендациями производителя.

Важно

- Не используйте, если продукт загрязнен или контактировал с нестерильными поверхностями
- Во избежание загрязнения всегда используйте чистый аппликатор или перчатки при работе
- Важно исключить хранение бутылки после вскрытия. Продукт следует использовать немедленно и выбросить после использования, чтобы избежать риска загрязнения

Хранение

- Хранить при комнатной температуре
- Беречь от прямых солнечных лучей и мороза

Предупреждения

- Только для наружного применения
- Не используйте, если упаковка повреждена
- Избегайте контакта с глазами
- Выбросьте, если содержимое не использовано целиком — продукт нельзя хранить после вскрытия



KRUUSE INSEMINATION GEL

CN 产品描述

该授精凝胶是一种医用级润滑剂，设计用于授精过程中，与导尿管、AI 导管和医疗器械配合使用。该凝胶无杀精作用，不含防腐剂，采用水和润滑剂（羧甲基纤维素钠和聚氧化乙烯）制成。

预期用途

- 人工授精 (AI)
- 导尿管
- AI 导管
- 医疗器械

主要特点

- 对精子安全
- 优异的润滑性能
- 不含防腐剂和杀精剂
- 与医疗器械兼容

使用说明

1. 卫生：使用前彻底洗手。
2. 准备工作：确保导管或器械清洁并准备就绪。
3. 涂抹：
 - 将适量的凝胶直接涂抹在导管或器械上。
 - 或将凝胶涂抹在器械将要插入的区域。
4. 操作：按照标准程序进行授精或置管。
5. 使用后：丢弃多余凝胶，并根据制造商指南清洁器械。

重要提示

- 如果产品受到污染或接触了非无菌表面，请勿使用。
- 处理时，始终使用清洁的涂抹器或手套，以免污染。
- 瓶子打开后不得存放。产品必须立即使用，用后丢弃，以避免污染风险。

储存

- 室温储存。
- 避免阳光直射和霜冻。

警告

- 仅供外用。
- 如果包装破损，请勿使用。
- 避免接触眼睛。
- 如果未用毕，应废弃。本品拆封后不得储存。

Made in Denmark

For veterinary use only

