

# CVET Oscillerande putskoppar

Putskoppar för engångsbruk

- För handstycken med antingen 4:1 eller 1:1 utväxling
- Lämplig hastighet är ca. 5 000 rpm
- Ergonomisk design
- Latexfri
- Mycket skonsam mot tandemaljen
- Roterar i en ojämnt cirkulerande rörelse för kontinuerlig kontakt och tryck på tandytan
- Putskoppens oscillerande rörelse minskar friktionen och värmeutveckling under polering och motverkar att morrhår och päls fastnar
- Kombinera putskopparna med tandpastan (282372/282373) för maximal rengöring med minimal emaljförst
- Varje putskopp är individuellt förpackad i en genomskinlig plast



Artikelnummer  
2800791

Beskrivning  
CVET Oscillerande poleringskoppar

Antal  
100/förp