

# CVET Oscillerende pudsekopper

Polertilbehør til hygiejnisk engangsbrug

- Velegnet til håndstykker med enten 4:1 eller 1:1 opsætning
- Nem at bruge ved ca. 5.000 rpm
- Ergonomisk designet
- Latexfri
- Meget skånsom mod tandemaljen
- Roterer "frem og tilbage" for kontinuerlig kontakt og tryk på tandoverfladen
- Ved en oscillerende bevægelse frem for centrifugalbevægelse undgås kostbare motorreparationer som følge af indesluttet hår og forhindrer samtidig hårsammenfiltrering
- Den oscillerende bevægelse af bægeret forhindrer overdreven varme i at udvikle sig på tanden under polering og klemning af knurhår
- Kombinationen af vores pudsekopper med vores tandpudse pasta (282372/282373) maksimerer fjernelse af snavs og minimerer emaljefab
- Hver engangs-pudsekop er individuelt pakket ind i en gennemsigtig film



Varenr.  
2800791

Beskrivelse  
CVET Oscillerende pudsekopper

Antal  
100/pk