

CVET Oscillerende pussekopper

Poleringsutstyr til hygienisk engangsbruk

- Egnet for håndstykker med enten 4:1 eller 1:1 oppsett
- Enkel å bruke ved ca 5000 rpm
- Ergonomisk utformet
- Latexfri
- Skånsom mot tannemaljen
- Roterer «frem og tilbake» for kontinuerlig kontakt mot og trykk på tannoverflaten
- Ved en oscillerende bevegelse i stedet for en sentrifugalbevegelse unngår man kostbare motorreparasjoner grunnet fastklemt hår, samtidig som det forhindrer at håret floker seg
- Den oscillerende bevegelsen til koppen forhindrer overdreven varme i å utvikle seg på tannen under polering og klemming av værhaar
- Kombinasjonen av våre pussekopper med vår tannpussekrem (282372/282373) maksimerer smussfjerning og minimerer tap av emalje
- Hver engangspussekopp er individuelt pakket inn i klar film



Varenr.
2800791

Beskrivelse
CVET Oscillerende pussekopper

Antal
100/pk