

## BUSTER Body Suit til kaniner

Et ideelt alternativ til en E-krave til kaniner, der kommer sig efter operation eller mindre skader. Body suiten tilbyder optimal beskyttelse og komfort, samtidig med at patienten forhindres i at nå udsatte områder på kroppen. Body suiten fremmer hurtigere heling for kaninen.

### Perfekt til

- Postoperativ pleje
- Sårpleje
- Sterilisation/kastration
- Hotspots og andre hudlidelser

### Muliggør

- Optimal sikkerhed
- Bevægelsesfrihed
- Stressfri håndtering
- Brug af sugende materiale i tilfælde af væsketab

### Giver

- Hurtig heling
- Mindre stress
- Mental velvære
- Behagelig pasform



Skan QR-koden  
og se video

**Brugsanvisning**

1. Før kaninens hoved igennem halsåbningen først
2. Før hvert forben igennem benåbningerne - ét ben ad gangen
3. Træk Body Suiten hen over hele kaninens krop
4. Træk resten af Body Suiten op mellem bagbenene og træk halen igennem haleåbningen
5. Luk herefter Body Suiten med burrebånd og trykknapper over lænden



**FÅS I 6 STØRRELSER**



Varenr.	Beskrivelse	Pk Str.	Kanin vægt kg
274048	BUSTER Body Suit til kaniner, 3XS, sort	1/pk	0,6 - 0,8
274049	BUSTER Body Suit til kaniner, 2XS, sort	1/pk	0,8 - 1,5
274050	BUSTER Body Suit til kaniner, XS, sort	1/pk	1,5 - 2,0
274057	BUSTER Body Suit til kaniner, S, sort	1/pk	2,0 - 3,5
274058	BUSTER Body Suit til kaniner, M, sort	1/pk	3,5 - 4,5
274059	BUSTER Body Suit til kaniner, L, sort	1/pk	4,5 - 5,5
274078	BUSTER Body Suit til kaniner, Starter Pack, 3XS-L, sort	6/pk	

