

Klinikborde til smådyr



KRUUSE Easy-Lift

KRUUSE Easy-Lift bordet kan anvendes til undersøgelse, behandling og operation. Dette funktionelle bord er produceret i et flot design og en høj kvalitet til en fornuftig pris.

- Fodbetjent elektrisk bord
- Højdejusterbar fra 54-100 cm
- Chassis med maksimal stabilitet, lysegrå pulverlakeret ramme
- Stålfri top med afløb 130 x 60 cm, 14 fastgørelseskrog, gevindhuller til montering af skinner (280775)
- Løftet kant omkring bordpladen
- Maksimal belastning 120 kg



Varenr.	Beskrivelse
280915	KRUUSE Easy-Lift bord, batteri, rustfri bordplade
280916	KRUUSE Easy-Lift bord, elektrisk, rustfri bordplade
280919	KRUUSE Easy-Lift bord, elektrisk, syntetisk bordplade
280931	KRUUSE Easy-Lift bord, batteri, syntetisk bordplade
280917	KRUUSE Easy-Lift vippemekanisme
280918	KRUUSE Easy-Lift/X-Lifter hjul (sæt af 2)

Vet-Lift

Allrounderen med lidt mere af det hele!

Vores populære sakseformede Vet-Lift bord fås i rigtig mange udformninger, alt efter smag og behov.

- Batteri, elektrisk eller hydraulisk justerbar i højden ved hjælp af fodkontrol fra 31,5 til 101 cm
- Fås med eller uden vippemekanisme
- Rustfri stål eller syntetisk top med afløb, 14 bundkroge og gevindhuller til montering af skinner
- Chassis med maksimal stabilitet, lysegrå pulverlakeret ramme
- Vælg mellem 2 forskellige hjul typer
- Maksimal belastning på op til 120 kg



Vet-Lift med 2 små hjul		Vet-Lift med 4 låsbare hjul	
Varenr.	Beskrivelse	Varenr.	Beskrivelse
280892	Vet Lift bord, elektrisk, rustfri bordplade	280940	Vet Lift bord, elektrisk, rustfri bordplade, på hjul
280893	Vet Lift bord, elektrisk, kunststof bordplade	280941	Vet Lift bord, elektrisk, kunststof bordplade, på hjul
280894	Vet Lift bord, elektrisk, rustfri bordplade, kipbar	280942	Vet Lift bord, elektrisk, rustfri bordplade, kipbar, på hjul
280895	Vet Lift bord, elektrisk, kunststof bordplade, kipbar	280948	Vet Lift bord, batteri, rustfri bordplade, på hjul
280783	Vet lift bord, elektrisk, kunststof bordplade, inkl vægt	280949	Vet Lift bord, batteri, kunststof bordplade, på hjul
280900	Vet Lift bord, batteri, rustfri bordplade	280950	Vet Lift bord, batteri, rustfri bordplade, kipbar, på hjul
280901	Vet Lift bord, batteri, kunststof bordpl.	280951	Vet Lift bord, batteri, kunststof bordplade, kipbar, på hjul
280902	Vet Lift bord, batteri, rustfri bordplade, kipbar	280944	Vet Lift bord, hydraulisk, rustfri bordplade, på hjul
280896	Vet Lift bord, hydraulisk, rustfri bordplade	280945	Vet Lift bord, hydraulisk, kunststof borplade, på hjul
280897	Vet Lift bord, hydraulisk, kunststof bordplade	280946	Vet Lift bord, hydraulisk, rustfri bordplade, kipbar, på hjul
280898	Vet Lift bord, hydraulisk, rustfri bordplade, kipbar	280947	Vet Lift bord, hydraulisk, kunststof bordplade, kipbar, på hjul
280899	Vet Lift bord, hydraulisk, kunststof bordplade, kipbar	280899	Vet Lift bord, hydraulisk, kunststof bordplade, kipbar

Trend

Elektrisk operationsbord med specialdesignet højdejusterbar sokkel og rustfri bordplade med afløb.

- Elektrisk højdejusterbar fra 72 til 102 cm
- Rustfri flattop eller rustfrit stål V-top med afløb, 130 cm x 60 cm og 14 fastspændingskroge, gevindhuller til montering af skinner (280775)
- Løftet kant omkring bordpladen
- Håndbetjent vippemekanisme understøttet af en pneumatisk cylinder til næsten lodret position.
- Løfter op til 120 kg
- Fodpedaler på hver side af bordet
- Små hjul på den ene side af basen gør bordet mobilt
- Chassis fås i tre forskellige farver (grå, grøn og blå)




Varenr.	Beskrivelse	Farve
280761	Trend Operationsbord Flattop, elektrisk, 130 x 60 cm, grå	●
280764	Trend Operationsbord Flattop, elektrisk, 130 x 60 cm, grøn	●
280773	Trend Operationsbord Flattop, elektrisk, 130 x 60 cm, blå	●
280774	Trend Operationsbord V-top, elektrisk, 130 x 60 cm, blå	●
280760	Trend Operationsbord V-top, elektrisk, 130 x 60, grå	●

TILBEHØR TIL KRUUSE EASY-LIFT, VET-LIFT OG TREND OPERATIONSBORDE



Varenr. 280777



Varenr. 280778




Varenr. 280779



Varenr. 280920



Varenr. 280924



Varenr. 280776



Varenr. 280934



Varenr. 280929



Varenr.	Beskrivelse
280775	Fikseringsskiner, 4 stk.
280776	Fikseringsklampe, 1 stk.
280777	Infusionsholder
280778	Rustfri kipbar bakke med rist t/fikseringsskinne på operationsbord
280779	Sidestøtter, 1 par justerbare t/operationsbord
280920	Holder 90° vinklet
280924	Instrumentbakke, 300 x 200 mm
280925	Stativ, holder til ben (Limp Holder)
280927	Lateral positioneringsstøtte med tre sæt puder
280928	Lateral positioneringsstøtte
280934	Instrumentbord på hjul 60x40 cm, højde 90-135 cm
280935	Instrumentbord på hjul, 60x40 cm, højde 90-140 cm, ekstra kraftig
280929	Ultralysdbord

Eco-Lift

Operations og undersøgelsesbord med indbygget varme. Chassis er lavet af høj kvalitet stål og aluminium og en pulverlakeret overflade.

- Elektrisk højdejustering fra 72 - 102 cm
- Ramme med maksimal stabilitet
- Aftagelig bordplade i rustfrit stål (samlet størrelse 143x50 cm)
- Mekanisk justerbar vippevinkel på bordpladen (op til 45°)
- Mekanisk variabel V-TOP (op til 90°) for komfortabel justering
- Inklusiv afløbsrende og drypbakke (kan forlænges)
- Inklusiv 2 skinner (på længdesiden)
- Fås også som vaskebord



Varenr.	Beskrivelse	Farve
280907	Eco-Lift Operationsbord V-top med varme, hydraulisk, 147 x 60 cm, blå	●
290912	Eco-Lift Operationsbord V-top, hydraulisk, kipbar, 143 x 50 cm, grøn	●
997259	Eco-Lift Vaskebord, 148 x 65 x 75-102 cm, grøn	●

KRUUSE X-Lifter

Gør tunge løft lette!

Hver dag løfter tusindvis af dyrlæger og veterinærsygeplejersker immobile og tunge patienter med rygskade som det uheldige resultat. Med hjælp fra KRUUSE X-Lifter gøres de tunge løft lette, så skader kan undgås. Bordet kan løfte helt op til 80 kg.

KRUUSE X-Lifter er nem at køre rundt med på klinikken og kan komme gennem de fleste døre. Løfthøjden går fra 27 cm og op til 97 cm og kan styres i begge ender af bordpladen med nem og sikker betjening.

- Løfthøjde fra 27 cm til 97 cm
- Bordplade i rustfrit stål, som måler 130 x 60 cm
- Maksimal belastning på op til 80 kg
- Højdejustering i begge ender af bordpladen
- Batteridrevet
- Låsbare hjul i høj kvalitet med 360 grader drejning



Varenr.	Beskrivelse
280002	KRUUSE X-lifter bord m/batteri (forstærket kant)
280001	KRUUSE X-lifter infusionsholder
280005	KRUUSE X-lifter fikseringsstroppe, sæt af 4 stk.
280010	KRUUSE X-lifter baresele
280011	KRUUSE X-lifter baresele alustanger, 150 cm, 2 stk.

OP-System

Elektrisk multijusterbart operationsbord med burgervenlig joystick-betjening. Et operationsbord udviklet til kompleks oftalmologi og avancerede ortopædiske procedurer.

- Højdejusterbar fra 84 cm til 114 cm
- Mobil på grund af fire låsbare hjul
- Mulighed for at udføre operationen i siddende stilling
- Røntgengennemsigtig top (130 x 50 cm) til brug med C-arm eller røntgenkassette (ekstraudstyr)
- Skydetop til oftalmologisk kirurgi
- Bordpladen kan vippes ved hjælp af joystick betjening
- Velegnet til artroskopi af små dyr
- Elektrisk vippeanlæg i venstre og højre side 40° (til laparoscopy)
- Vandret venstre og højre 15° vipning
- Passer med tilbehør til KRUUSE Easy Lift, Vet-Lift og Trend operationsborde



Varenr.	Beskrivelse
280891	Operationsbord OP-System
280925	Stativ, holder til ben (Limp Holder)
280938	Armlæn, polstret, 1 stk.

Undersøgelsesbord

Høj kvalitets rustfrit stål bord med afløb.

- Dimensioner: L: 130 x B: 60 x H: 90 cm



Varenr.	Beskrivelse
280908	Undersøgelsesbord, 130 x 60 x 90 cm

Sammenklappeligt undersøgelsesbord

Sammenklappeligt undersøgelsesbord af rustfrit stål. Dette stabile og robuste bord kan fæstnes til væggen og kan foldes sammen, når det ikke er i brug. En optimal løsning, når der er mangel på plads.

- Plastiktop
- Maksimal belastning 80 kg
- Skinne til montering af tilbehør
- Dimensioner: L: 80 x B: 50 cm



Varenr.	Beskrivelse
280913	Sammenklappeligt undersøgelsesbord, 80 x 50 cm

