



Littmann®
-stetoskoper

Vi presenterer:

et nytt klarhetsnivå.



**Undersøk pasienter med større trygghet ved hjelp av nye
3M™ Littmann® CORE digitalt stetoskop.**

Vi lanserer vårt hittil mest avanserte stetoskop. Nå får du alt du setter pris på ved Littmann-stetoskoper – uovertrufne akustiske egenskaper, komfort og kvalitet – med opptil 40 ganger volumforsterkning (ved høyeste frekvens, sammenlignet med analog modus), aktiv støydemping og mobil lydbølgevisualisering.

Lytt som du aldri har gjort før.



Ta lytting til et helt nytt nivå.

3M™ Littmann® CORE digitalt stetoskop

Komfort. Tillit.

De tetsittende, forseglende øreproppene former seg etter ørene for en fremragende akustisk forsegling og behagelig passform.

Hør mer. Mye mer.

Opptil 40 ganger volumforsterkning* og aktiv støydemping for å redusere uønsket bakgrunnsstøy.

*40 ganger volumforsterkning basert på sammenligning av analog og elektronisk volumforsterket lytting med maksimalt volum ved høyeste frekvens (125 Hz).

Hør det slik du ønsker.

Du kan veksle raskt mellom analog og volumforsterket lyttemodus og bruke de justerbare membranene på begge sider av det tosidige bryststykket til å høre høy- og lavfrekvente lyder.

Oppdag nye detaljer med digitale løsninger.

Kan kobles til Eko-programvare, slik at du kan visualisere og dele bølgeformer for hjertelyd i sanntid. Du kan i tillegg bruke kunstig intelligens til å oppdage bilyder. (Krever abonnement**). Finn ut mer på ekohealth.com/ai

Oppgrader, og lytt som du aldri har gjort før, på 3M.no/littmann/CORE

Flere muligheter enn noensinne.

Gjør opptak


Lagre og kommenter opptak på 15, 30, 60 eller 120 sekunder i det sikre instrumentpanelet.

Analyser

Opprett et bibliotek av hjertelyder for å følge utviklingen til en sykdom eller for opplæring.

Del

Del opptak med kolleger på en sikker måte.



Smart-enhed medfølger ikke.

**Fås kun i USA



Lytt først.

3M Norge AS
Tærdugata 16
2001 Lillestrøm
www.littmann.no

©2021 3M. Med enerett. 3M, Littmann, L Littmann-logoen, L-en og Cardiology IV er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører 3M. Uautorisert bruk er forbudt. Brukes under lisens i Canada.

Eko-varemerker, herunder CORE, er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Eko Devices Inc.

OMG154398