



WipeClean Chlorine Disinfection

Desinfektionsservett



CE
2797

Engångsdukar för enkel och snabb desinfektion av ytor på icke-invasiv medicinteknisk utrustning samt för allmän desinfektion av klorresistenta ytor.

Färdig att använda direkt från förpackningen. Används på rengjorda och torra ytor. Ytan måste vara blöt enligt kontakttiden som anges på förpackningen för optimal effekt. Dokumenterad effekt på bakterier, virus (inklusive Coronavirus) svamp och sporer.

Användningsområde Färdigimpregnerad desinfektionsservett med aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit. För ytor på non-invasiv medicinteknisk utrustning som tål klor.

CE märkt medicinteknisk produkt, klass IIa (NB 2797), för professionell användning.

Produktegenskaper Dukstorlek
5241 Small: 20 x 30 cm, täcker ca 1 m²
5242 Large: 30 x 40 cm, täcker 2,5 m².

Sammansättning Aktiva ämen

Natriumhypokloritlösning >1,0 g/kg
(mängden aktivt klor)

Förvaring Öppnad förpackning hållbar i 30 dagar. Öppnad förpackning hållbar 18 månader från produktion.

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
24 x 5 st		5242	5701684524220	5701684524213
20 x 10 st		5241	5701684524121	5701684524114



Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.